

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Numéro d'article: CM0019764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique mitochondriale humaine MRPL21 (bL21m). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte une bande à ~22 kDa. Validé pour la recherche sur la traduction mitochondriale et la biologie des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRPL21; L21mt; MRP-L21; protéine ribosomique mitochondriale L21
Espèce	Humaine
GeneID	219927
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 140 de la protéine MRPL21 humaine (NP_852615.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q7Z2W9
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace