


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl22 Pour Wb, Elisa - Q9Nwu5

Numéro d'article: CM0021848



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MRPL22, adapté pour le Western blot et l'ELISA. MRPL22 est une protéine ribosomale mitochondriale de la grande sous-unité, impliquée dans la synthèse des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRPL22 ; HSPC158 ; L22mt ; MRP-L22 ; MRP-L25 ; RPML25 ; protéine ribosomale mitochondriale L22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29093
GeneID	29093
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-206 de la MRPL22 humaine (NP_054899.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NWU5
Poids de la protéine	13 kDa/14 kDa/23 kDa
Expédition	Sac de glace