


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl23 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16540

Numéro d'article: CM0023900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL23 de haute qualité pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Cible la protéine ribosomique mitochondriale L23 (~18kDa) pour une utilisation en recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL23 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6150
ID du gène	6150
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-153 de MRPL23 humain (NP_066957.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16540
Poids protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace