


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl24 Pour Wb, Elisa - Q96A35

Numéro d'article: CM0026160



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale humaine MRPL24. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Un outil pour l'étude des ribosomes mitochondriaux et de la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPL24 Lapin pAb
Remarques/Alias	L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79590
GeneID	79590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-216 de MRPL24 humain (NP_078816.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96A35
Poids Moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace