


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl27 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0M9

Numéro d'article: CM0021973



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL27 validé par KD pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte le MRPL27 humain et présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la synthèse des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] pAb de lapin anti-MRPL27
Remarques/Alias	L27mt ; MRPL27
Espèce	Humaine
GeneID	51264 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 49-148 du MRPL27 humain (NP_057588.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9P0M9
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac réfrigérant