


Anticorps Monoclonal Anti-Mrpl28 Pour Wb, Ip, Elisa - Q13084

Numéro d'article: CM0003680



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant MRPL28 (bL28m, p15, MAAT1). Validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes mitochondriaux et les antigènes tumoraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL28 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p15 ; MAAT1 ; MRPL28
Espèce	Humain
Identifiant de gène	10573
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 de la protéine MRPL28 humaine (NP_006419.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13084
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace