


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl28 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13084

Numéro d'article: CM0028710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL28 de haute qualité validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA sur échantillons humains et de rat. Idéal pour les études sur le ribosome mitochondrial et les antigènes associés au mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MRPL28 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p15 ; MAAT1 ; MRPL28
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10573
GenelD	10573
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 256 de la protéine MRPL28 humaine (NP_006419.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13084
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace