


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl3 Pour Wb, Elisa - P09001

Numéro d'article: CM0024175



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale L3 humaine (MRPL3). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; validé sur des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le ribosome mitochondrial et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRPL3 ; COXPD9 ; MRL3 ; RPML3 ; protéine ribosomique mitochondriale L3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11222
ID du gène	11222
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 249-348 de la MRPL3 humaine (NP_009139.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09001
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace