


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl30 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tcc3

Numéro d'article: CM0024307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre la protéine MRPL30 humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec le rat. Convient aux études sur le ribosome mitochondrial et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL30 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
Espèce	Humaine
ID du gène	51263
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 161 de la MRPL30 humaine (NP_660213.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8TCC3
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace