

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl32 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byc8

Numéro d'article: CM0016931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MRPL32 humain, une protéine ribosomale mitochondriale essentielle à la synthèse des protéines du mitoribosome. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche et le diagnostic mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL32 Lapin pAb
Remarques/Alias	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64983
ID de gène	64983
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-188 de MRPL32 humain (NP_114109.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BYC8
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace