

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl33 Pour Ihc-P, Elisa - 075394

Numéro d'article: CM0020174



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL33 validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Cible la protéine ribosomique mitochondriale humaine L33 (bL33m), un composant de la grande sous-unité 39S. Convient à la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MRPL33 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9553
ID du gène	9553
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située parmi les acides aminés 1 à 65 de la MRPL33 humaine (NP_004882.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	075394
Poids moléculaire	7 kDa
Expédition	Sac réfrigérant