


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl36 Pour Wb Et Elisa - Q9P0J6

Numéro d'article: CM0023535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le MRPL36 humain (bL36m), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur les ribosomes mitochondriaux et les études de synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL36 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPMJ, BRIP1, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36
Espèce	Humain
GeneID	64979
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-103 du MRPL36 humain (NP_115868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9P0J6
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace