

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl38 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dv4

Numéro d'article: CM0021478



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL38 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le MRPL38 humain, de souris et de rat, une protéine de la grande sous-unité ribosomique mitochondriale. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale et l'expression protéique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Spécification                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit               | MRPL38 Rabbit pAb                              |
| Remarques / Alias            | L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38 |
| Espèce                       | Humain                                         |
| Identifiant du gène (Humain) | 64978                                          |
| Immunogène                   | Protéine recombinante                          |
| Origine                      | Lapin                                          |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                          |
| Application                  | WB, IHC-P, ELISA                               |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                            |
| SWISS                        | Q96DV4                                         |
| Poids de la protéine         | 45kDa                                          |
| Expédition                   | Sac de glace                                   |