


## Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl39 Pour Wb - Q9Nyk5

Numéro d'article: CM0014379



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de MRPL39, une protéine de la grande sous-unité ribosomique mitochondriale. Validé pour les analyses par WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MRPL39 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Remarques/Alias      | L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39                                                                |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                     |
| ID du gène (humain)  | 54148                                                                                                                                       |
| ID du gène           | 54148                                                                                                                                       |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39 à 338 de la protéine MRPL39 humaine (NP_059142.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                                         |
| SWISS                | Q9NYK5                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 39 kDa                                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                |