


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl40 Pour Wb, Elisa - Q9Nq50

Numéro d'article: CM0021409



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MRPL40 humain (mL40, protéine ribosomique mitochondriale L40). Convient pour WB et ELISA. Détecte le MRPL40 endogène à ~24 kDa. Validé sur des échantillons humains pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL40 Rabbit pAb
Remarques/Alias	URIM ; L40mt ; NLVCF ; MRPL22 ; MRP-L22 ; MRP-L40 ; MRPL40
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	64976
GeneID	64976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-206 de MRPL40 humain (NP_003767.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NQ50
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Poche de glace