


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl42 Pour Wb Et Elisa - Q9Y6G3

Numéro d'article: CM0018455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL42 validé pour Western Blot et ELISA. Réagit avec l'Homme et la Souris. Reconnaît la protéine ribosomique mitochondriale L42 (17 kDa). Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL42 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28977
GeneID	28977
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 142 de la protéine MRPL42 humaine (NP_054769.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6G3
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac isotherme