


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl43 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N983

Numéro d'article: CM0019073



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MRPL43 humain, une protéine ribosomique mitochondriale. Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL43 Lapin pAb
Remarques/Alias	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84545
GeneID	84545
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-155 de MRPL43 humain (NP_789762.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N983
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace