


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl46 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Eqi8

Numéro d'article: CM0023475



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Mrpl46 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine mL46 de la grande sous-unité ribosomique mitochondriale (protéine ribosomique 39S L46), un composant du ribosome mitochondrial essentiel à la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Mrpl46 Rabbit pAb                                                                                                                           |
| Remarques / Alias            | LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46                                                                                              |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                      |
| Identifiant de gène (Humain) | 26589                                                                                                                                       |
| Identifiant de gène          | 67308                                                                                                                                       |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la protéine Mrpl46 de souris (NP_075820.1). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                       |
| Application                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Réactivité croisée           | Homme, Souris, Rat                                                                                                                          |
| SWISS                        | Q9EQI8                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine         | 32kDa                                                                                                                                       |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                |