

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl46 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2W6

Numéro d'article: CM0018557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MRPL46 humain, une protéine ribosomique mitochondriale mL46. Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL46 pAb de lapin
Remarques/Alias	LIECG2 ; P2ECSL ; C15orf4 ; MRPL46
Espèce	Humain
ID du gène	26589
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 279 de la protéine MRPL46 humaine (NP_071446.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H2W6
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace