


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl50 Pour Wb, Elisa - Q8N5N7

Numéro d'article: CM0024394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MRPL50 humain (mL50, MRP-L50), une protéine ribosomique mitochondriale. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain. Utile pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPL50 Lapin pAb
Remarques/Alias	mL50; MRP-L50
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54534
GeneID	54534
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MRPL50 humain (NP_061924.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8N5N7
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace