


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl51 Pour Wb, Elisa - Q4U2R6

Numéro d'article: CM0016629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique mitochondriale humaine MRPL51, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la MRPL51 de souris et de rat. Idéal pour les études sur le ribosome mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPL51 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51258
Identifiant du gène	51258
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de la MRPL51 humaine (NP_057581.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q4U2R6
Poids moléculaire de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace