


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl52 (Validé Kd) Pour Wb Et Elisa - Q86Ts9

Numéro d'article: CM0020541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL52 validé KD pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine ribosomique mitochondriale L52 humaine (14 kDa, Q86TS9). Convient pour les études de traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MRPL52 Rabbit pAb
Remarques/Alias	mL52, protéine ribosomique 39S L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	122704
GeneID	122704
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 24 et 123 de la MRPL52 humaine (NP_848026.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86TS9
Poids moléculaire de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace