


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl54 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P161

Numéro d'article: CM0014748



Introduction

Le pAc Lapin anti-MRPL54 détecte spécifiquement la protéine mL54 de la grande sous-unité ribosomique mitochondriale humaine (L54mt). Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Convient pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin anti-MRPL54
Remarques/Alias	L54mt; MRP-L54; MRPL54
Espèce	Humain
GeneID (humain)	116541
GeneID	116541
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-138 de MRPL54 humain (NP_758455.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q6P161
Poids Moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace