


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl55 Pour Wb Et Elisa - Q9Cz83

Numéro d'article: CM0024137



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine ribosomique mitochondriale Mrpl55. Convient pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études de synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mrpl55 Lapin pAb
Remarques/Alias	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	128308
ID de gène	67212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-127 de la souris Mrpl55 (NP_001289265.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9CZ83
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace