


## Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl55 Pour Wb, Elisa - Q7Z7F7

Numéro d'article: CM0019525



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MRPL55 humaine, une protéine ribosomique mitochondriale. Validé pour WB et ELISA, idéal pour l'étude de la traduction mitochondriale et de la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | MRPL55 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias                | L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55                                                                                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                             |
| Identifiant de gène (humain)     | 128308                                                                                                                             |
| Identifiant de gène              | 128308                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de la MRPL55 humaine (NP_001308213.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                             |
| SWISS                            | Q7Z7F7                                                                                                                             |
| Poids moléculaire de la protéine | 15 kDa                                                                                                                             |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                       |