


Anticorps Polyclonal Anti-Mrpl9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byd2

Numéro d'article: CM0018832



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD dirigé contre la protéine ribosomique mitochondriale MRPL9, adapté à la WB, à l'IF/ICC et à l'ELISA. Détecte la MRPL9 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] MRPL9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L9mt ; MRPL9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65005
GeneID	65005
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 53 et 267 de la MRPL9 humaine (NP_113608.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BYD2
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace