


Anticorps Monoclonal Anti-Mrps11 Pour Wb, If-P, Elisa - P82912

Numéro d'article: CM0005185



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale humaine MRPS11. Validé pour WB, IF-P et ELISA, il présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS11 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HCC-2; S11mt; MRP-S11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64963
GeneID	64963
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 95 et 194 de la protéine MRPS11 humaine (NP_001308899.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P82912
Masse protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace