


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P82912

Numéro d'article: CM0023147



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MRPS11, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte la protéine ribosomique mitochondriale S11 chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la fonction mitochondriale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPS11 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; protéine ribosomique mitochondriale S11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64963
GeneID	64963
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 95-194 de MRPS11 humain (NP_001308899.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P82912
Poids de la Protéine	16kDa/20kDa
Expédition	Sac de glace