


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps12 Pour Wb, Elisa - O15235

Numéro d'article: CM0017880



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPS12 validé pour Western blot et ELISA. Cible la protéine S12 du ribosome mitochondrial humain (O15235), un composant essentiel de la petite sous-unité pour la synthèse protéique mitochondriale. Idéal pour les études sur le dysfonctionnement mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RPS12; RPMS12; RPSM12; MPR-S12; MT-RPS12; MRPS12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6183
GeneID	6183
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-138 de la MRPS12 humaine (NP_203527.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15235
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace