

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps14 Pour Wb, Elisa - O60783

Numéro d'article: CM0015358



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale humaine MRPS14 (uS14m). Adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S14mt ; COXPD38 ; MRP-S14 ; HSMRPS14 ; DJ262D12.2 ; MRPS14
Espèce	Humain
GeneID	63931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de la MRPS14 humaine (NP_071383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O60783
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace