


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mrps15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82914

Numéro d'article: CM0006187



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MRPS15 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la protéine ribosomale mitochondriale humaine S15 (MRP-S15, uS15m), une composante de la petite sous-unité ribosomale 28S. Convient pour des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS15 Lapin mAb
Remarques/Alias	DC37, S15mt, RPMS15, MPR-S15, MRPS15
Espèce	Humain
GeneID	64960
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 158-257 du MRPS15 humain (P82914).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P82914
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace