

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps18A Pour Wb Et Elisa - Q9Nvs2

Numéro d'article: CM0022655



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPS18A (mL66) de haute qualité pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la fonction des protéines ribosomiques mitochondriales. 22 kDa. Q9NVS2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MRPS18A
Remarques/Alias	mL66 ; S18bmt ; S18mt-a ; MRPS18-3 ; HumanS18b ; MRP-S18-3 ; MRP-S18-a ; MRPS18A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55168
GeneID	55168
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 97-196 de la MRPS18A humaine (NP_060605.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NVS2
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace