

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps18C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3D5

Numéro d'article: CM0021920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MRPS18C, une protéine ribosomique mitochondriale de la petite sous-unité 28S. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS18C Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51023
GeneID	51023
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de la MRPS18C humaine (NP_057151.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3D5
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant