


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y399

Numéro d'article: CM0015344



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît la protéine MRPS2 humaine (S2mt), un composant du ribosome mitochondrial essentiel à la synthèse protéique. Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA ; détecte également la MRPS2 de souris. Soutient les études sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MRPS2
Remarques/Alias	S2mt ; CGI-91 ; MRP-S2 ; COXPD36 ; MRPS2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51116
GeneID	51116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-296 de la MRPS2 humaine (NP_057118.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y399
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac de glace