

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps21 Pour Ihc, Elisa - P82921

Numéro d'article: CM0019196



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale MRPS21 (bS21m). Validé pour IHC-P et ELISA avec réactivité dans des échantillons humains, murins et de rat. Soutient les études de biologie mitochondriale et de synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPS21 Rabbit pAb
Remarques/Alias	bS21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	54460
Identifiant du Gène	54460
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-87 de la MRPS21 humaine (NP_114107.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P82921
Poids Moléculaire Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace