

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps22 Pour Wb, Elisa - P82650

Numéro d'article: CM0028658



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MRPS22 (protéine ribosomale mitochondriale S22) validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. ~41 kDa. Convient à la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies mitochondriales primaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22
Espèce	Humain
GeneID	56945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-360 de la MRPS22 humaine (NP_064576.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P82650
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace