

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps25 Pour Wb, Elisa - P82663

Numéro d'article: CM0027015



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-MRPS25 pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Cible la protéine ribosomale mitochondriale S25 de 20 kDa, pertinente pour la recherche sur les maladies mitochondriales et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MRPS25
Remarques/Alias	RPMS25 ; COXPD50 ; MRP-S25 ; MRPS25
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64432
ID de gène	64432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-173 de la MRPS25 humaine (NP_071942.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P82663
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace