

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps26 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byn8

Numéro d'article: CM0030745



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine MRPS26, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes mitochondriaux et les études d'expression protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS26 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GI008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64949
GeneID	64949
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 205 de la protéine humaine MRPS26 (NP_110438.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYN8
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sachet de glace