

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps28 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

Numéro d'article: CM0028363



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MRPS28 humain (bS1m), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPS28 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	28957
ID de Gène	28957
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-187 du MRPS28 humain (NP_054737.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y2Q9
Poids Moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace