

Anticorps Polyclonal Anti-Mrps30 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Np92

Numéro d'article: CM0024892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine MRPS30 humaine (également appelée PAP, PDCD9, S30mt). Validé pour les applications WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec la protéine ribosomique mitochondriale mL65 humaine, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS30 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10884
GeneID	10884
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-439 de la protéine MRPS30 humaine (NP_057724.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NP92
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace