

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mrps31 Pour Wb, Elisa - Q92665

Numéro d'article: CM0002671



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine MRPS31 (protéine S31 du ribosome mitochondrial). Validé pour WB et ELISA, avec réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS31 Rabbit mAb
Remarques/Alias	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10240
GeneID	10240
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 296-395 de la protéine humaine MRPS31 (Q92665).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92665
Poids moléculaire de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace