

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps31 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92665

Numéro d'article: CM0016539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique mitochondriale MRPS31 (S31mt, MRP-S31). Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA sur échantillons humains et de rat. Détecte une bande à ~45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS31 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66 à 395 de la MRPS31 humaine (NP_005821.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q92665
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace