


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps35 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82673

Numéro d'article: CM0017624



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de la MRPS35 humaine, une protéine ribosomique mitochondriale. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Soutient la recherche sur les ribosomes mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS35 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60488
GeneID	60488
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 323 de la MRPS35 humaine (NP_068593.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P82673
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace