


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps6 Pour Wb Et Elisa - P82932

Numéro d'article: CM0028953



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine MRPS6 humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la protéine S6 ribosomique mitochondriale dans la traduction et la biologie ribosomique. Protéine de 14 kDa, P82932.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S6mt; RPS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64968
GeneID	64968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 de la MRPS6 humaine (NP_115865.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P82932
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace