


Anticorps Polyclonal Anti-Mrps7 Pour Wb, Elisa - Q9Y2R9

Numéro d'article: CM0018916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD contre la protéine ribosomique mitochondriale S7 (MRPS7), adapté aux applications de Western blot et ELISA. Cible la MRPS7 humaine, poids protéique ~28 kDa. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé par KD] MRPS7 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPMS7; S7mt; bMRP27a; protéine ribosomique mitochondriale S7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51081
GeneID	51081
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40-140 de la MRPS7 humaine (NP_057055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y2R9
Poids protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace