


Anticorps Monoclonal Anti-Mrrf Pour Wb, Elisa - Q96E11

Numéro d'article: CM0007551



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MRRF validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le facteur de recyclage des ribosomes mitochondriaux dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MRRF
Remarques/Alias	RRF ; MRFF ; MTRRF ; MRRF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92399
GeneID	92399
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96E11
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace