

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ms4A14 Pour Wb, Elisa - Q96Ja4

Numéro d'article: CM0002621

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'humain MS4A14 (Q96JA4), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Conçu pour la recherche sur les complexes récepteurs membranaires et les voies de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MS4A14
Remarques/Alias	MS4A16 ; NYD-SP21 ; MS4A14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84689
GeneID	84689
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-280 de MS4A14 humain (Q96JA4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q96JA4
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace