

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ms4A4A - Ms4A4A

Numéro d'article: CM0022257

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la souris Ms4a4a, validé pour le Western blot et l'ELISA. Haute spécificité pour la recherche sur Ms4a4a dans des échantillons de souris. Idéal pour les études d'immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Ms4a4a Rabbit pAb
Remarques/Alias	EG666907 ; Ms4a4a
Espèce hôte	Lapin
Identifiant du gène (Souris)	666907
Identifiant du gène orthologue humain	51338
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-236 de la souris Ms4a4a (NP_001297260.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace