

Anticorps Polyclonal Anti-Ms4A7 Pour Wb, Elisa - Q9Gzw8

Numéro d'article: CM0015520

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MS4A7, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec la protéine de souris. Idéal pour les études sur la transduction des signaux, la différenciation des monocytes et le profilage de l'expression tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MS4A7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CFFM4 ; MS4A8 ; 4SPAN2 ; CD20L4 ; MS4A7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	58475
GeneID	58475
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine humaine MS4A7 (NP_067024.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9GZW8
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant