

Anticorps Polyclonal Anti-Ms4A8B Pour Wb, Elisa - Q9BY19

Numéro d'article: CM0017753

Introduction

CamelBio propose cet anticorps polyclonal anti-MS4A8B, validé pour WB/ELISA. Il cible le MS4A8B humain, une protéine à quatre domaines transmembranaires exprimée dans les tissus hématopoïétiques, soutenant les études de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MS4A8B Rabbit pAb
Remarques/Alias	MS4A4 ; 4SPAN4 ; CD20L5 ; MS4A8B
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	83661
Identifiant de gène	83661
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du MS4A8B humain (NP_113645.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BY19
Poids moléculaire protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace